

1549837 - Multifunctionele infrarood thermometer - FT 70 - 1 st



Beschrijving

De Beurer FT70 is een multifunctionele thermometer, hij meet de temperatuur via het oor, voorhoofd en van oppervlakken. Wanneer er een hoge temperatuur wordt gemeten zal er een alarm klinken. De thermometer geeft ook de datum en tijd weer en onthoudt de laatste 10 metingen. De meter heeft een spraakfunctie. Het volume is aanpasbaar en ook is er een mogelijkheid om de spraakfunctie uit te schakelen.

Specificaties

Merk	Beurer
Digitaal	Ja
Infrarood	Ja
Koorts alarm	Ja
Contactloos	Ja
Flexibele tip	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Low battery indicatie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1549837
Type thermometer	Multifunctioneel
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk