

1600211 - Linido wc verhoger/toiletverhoger met armleggers en deksel - 1 st



Beschrijving

Naar het toilet gaan willen mensen bij voorkeur zo lang mogelijk zelfstandig blijven uitvoeren. Voor personen met verminderde kracht en balans vormt het gaan zitten en het opstaan bij een toiletbezoek vaak een probleem, dat dagelijks resulteert in onveilige situaties. Deze wc verhoger ondersteunt in de nood aan meer veiligheid en comfort.

Ondersteunende armleggers

De armleggers bieden extra comfort aan zowel de onderarmen tijdens het toiletbezoek als aan de handen tijdens het gaan zitten en weer opstaan. De uitsparingen aan de voor -en achterkant maken hygiëne toepassen makkelijker.

Hoog comfort

Bovendien heeft de toiletverhoger ook openingen voor en achter wat het makkelijker maakt om intieme lichaamsdelen te bereiken zonder op te hoeven staan. Indien gewenst, is het mogelijk om op een standaard toiletbril te zitten. Er kan ook gekozen worden voor gebruik zonder toiletbril. De armleggers zijn nafhankelijk opklapbare en indien nodig makkelijk te verwijderen.

Wigverstelling

Linido's wc verhoger heeft de optie tot wigverstelling zodat de hoek in de heupen en knieën groter dan 90° wordt, wat meer comfort creëert bij gewrichtsklachten.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	L110659
Samenstelling	Kunststof, aluminium
Deksel	Ja
Armsteunen	Ja
Hoogteverstelbaar	Nee
sku	1600211
Maat	38 x 59 cm
Type verpakking	Stuk