

1105662 - Onderzoekstafel Quest - elektrisch - op wielen - Trendelenburg - zonder bekleding - 1 st



Beschrijving

Quest elektrische onderzoekstafel is de standaard voor hoogte verstelbare banken dat flexibiliteit toont voor de combinatie met voet -en handbediening. Heeft een zeer stabiele H-basis met robuuste hijsarmen, anti-Trendelenburg en zonder bekleding. Met optie Block 'n Roll geïntegreerde semi-centraal inkalpbare wielen, rugleuning met gasveer. Vervaardigd uit een metalen frame met epoxy afwerking.

Specificaties

Merk	Promotal
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Hoogte	46-93 cm
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Samenstelling	Metalen frame met epoxy afwerking
Hefvermogen	200 kg
sku	1105662
Aantal delen	2-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk