

## 1543457 - Thermometer FT 09 - 1 st



### Beschrijving

Koortsmeting gemakkelijk gemaakt! De klinische thermometer met contactmetingstechnologie is eenvoudig te gebruiken en waterbestendig. De thermometer geeft de temperatuur weer in C°, bevat geen kwik of glas, schakelt automatisch uit en zend een akoestisch signaal uit wanneer de meting klaar is.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Digitaal</b>	Ja
<b>CNK-code</b>	CNK 2851-061
<b>Infrarood</b>	Nee
<b>Koorts alarm</b>	Nee
<b>Contactloos</b>	Nee
<b>Flexibele tip</b>	Nee
<b>Bebat tax</b>	0.05 EUR
<b>Low battery indicatie</b>	Nee
<b>Automatische switch-off functie</b>	Ja
<b>sku</b>	1543457
<b>Type thermometer</b>	Okselthermometer Orale thermometer Rectale thermometer
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk