

1611074 - Klinion drukverband - steriel - 12 cm x 12 cm - 10 st



Beschrijving

Het Klinion snelverband is ideaal voor snelle en effectieve bedekking van een bloedende wond. Met name geschikt voor EHBO-gebruik en onmisbaar in de verbanddoos.

Het betreft een gerolde windel gemaakt van samengeperste verbandwatten, omhuld met een nonwoven laag. Aan beide zijden is een licht elastisch hydrofiel windsel bevestigd.

Specificaties

Merk	Klinion
Samenstelling	Absorberend kompres van geperste watten met een non-woven wondcontactlaag. Beide zijden zijn voorzien van een fixatiezwachtel.
sku	1611074
Steriel	Ja
Zelfklevend	Nee
Kompres	Ja
Latex vrij	Ja
Aantal per verpakking	1 x 10 st
Maat	12 x 12 cm
Type verpakking	Doos