

1559849 - Handschoenen Vinyl - niet-steriel - poedervrij - transparant - S - 10 x 100 st



Beschrijving

Texa® vinyl onderzoekshandschoenen AQL 1.5. Biedt uitstekende bescherming tegen kruisbesmetting tussen patiënten en gebruikers. Perfect geschikt voor mensen die allergisch zijn voor latex. Zijn weerstand maakt langdurig gebruik mogelijk. De stijve manchet voorkomt dat de handschoen terugvalt op de rug van de hand. Bovendien is het flexibel en ergonomisch gevormd voor optimaal comfort.

Specificaties

Merk	Texa
Gepoederd	Nee
Manchetlengte	24 cm
Samenstelling	Vinyl
sku	1559849
HACCP-conform	Ja
Steriel	Nee
Kleur	Wit
Maat	S
Sterilisatie methode	Niet van toepassing
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Karton