

1553147 - MoVeS Shoulder Tube Pulley - Zwaar Groen - 1 st



Beschrijving

De MoVeS Schouderbuis Pulley wordt geleverd met een dunne, medium of dikke buis. Elk pakket bevat de geselecteerde buisweerstand, softgrips, katrol en deurbevestiging. Net als de MoVeS Shoulder Rope Pulley, vergroot deze buis schouder pulley het bewegingsbereik van de schouder. Het kan worden gebruikt voor de preventie en revalidatie van schouderblessures. Dankzij de weerstandsbuis kan hij ook worden gebruikt voor de ontwikkeling van spierkracht. Alleen voor revalidatie.

Specificaties

Merk	MVS
sku	1553147
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk