

1532842 - Relax standaardkussen - bi-tec - L 200 cm - 1 st



Beschrijving

Het Relax standaardkussen zorgt voor een stabiele en ontspannen lighouding, ontlasting van wervelkolom en ledematen en geeft een volledige ondersteuning, thuis gezellig in de zetel of in het bed tijdens het lezen. Maar ook voor personen die langdurig in bed moeten liggen, is dit kussen een zaligheid. Totale ontspanning! Gedaan met stramme schouders en nekpijn, gedaan met doorligwonden. Heerlijk slapen of ontspannen! Relax geeft je de nodige ondersteuning. Het is een ideaal kussen voor alle leeftijden.

Bij zwangerschap kan je met dit kussen verschillende lig-of zithoudingen aannemen (zie foto's). Jouw buik, rug en dijen worden ontlast en de ruggengraat komt op één rechte lijn. Als je kindje geboren is, kan je het kussen ook gebruiken tijdens het voeden van je baby, het kussen ondersteunt je armen en baby en zorgt dat je 100% kan genieten van deze intieme momenten.

Het kussen geeft jong en oud een gevoel van geborgenheid en is zalig comfortabel. Of je nu zit te lezen, in bed ligt of tv kijkt, je hebt steeds dat gelukkig knuffelgevoel door de juiste ondersteuning.

Het zorgt er ook voor dat iemand in een gekozen positie blijft liggen met een volledige ondersteuning en is ideaal ter preventie van doorligwonden bij wisselhoudingen. Eén Relax-kussen vervangt verschillende kussens in de rug en knieholte om de patiënt in een bepaalde positie te laten liggen. De patiënt kan het kussen niet verwijderen tijdens de slaaperiode. Indien de patiënt regelmatig een aantal graden gekanteld wordt, verhelpt of voorkomt het zelfs gevaarlijke doorligwonden.

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	L 200 cm
Samenstelling	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m ² , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m ³ , korrelgrootte 0,9-1,18mm
sku	1532842
Kleur sloop	Blauw
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	40 °C
Type verpakking	Stuk