

1574741 - Exadrop® druppelregelaar intraveneuze toediening - 50 st



Beschrijving

Exadrop® **B. Braun** is ontworpen voor gebruik in situaties met zwaartekrachtstroming waarin variabele, nauwkeurige infusiesnelheden nodig zijn voor de veiligheid van de patiënt en de werkzaamheid van het geneesmiddel. Zorgt voor een consistente en reproductieve stroomsnelheid dat gemakkelijk en snel te selecteren is en is compact en eenvoudig in gebruik.

Specificaties

Merk	Braun
Product afmetingen	L 180 cm
Samenstelling	Vrij van DEPH
sku	1574741
Latex vrij	Nee
Steriel	Ja
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is
Type verpakking	Doos