

1601725 - Keiser Air350 Bi-Axial Chest Press



Beschrijving

Door het creatieve design van de Air350 Bi-Axial Chest Press worden twee bewegingen gecombineerd in één oefening. Wanneer men de armen strekt, bewegen de handen naar elkaar toe waardoor de borstspier effectiever wordt getraind. Deze extra beweging en de natuurlijke krachtcurve zorgen voor een maximale ontwikkeling van de belangrijke spieren in de borst en de bovenarmen. De gescheiden beweging van de armen zorgt ervoor dat de sterke arm de zwakkere arm helpt.

- Unieke draaias zorgt voor een groter bewegingsbereik
- Keiser dynamic variable resistance
- Grote display die de weerstand en herhalingen toont

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	H 193 cm
SKU leverancier	001335BP
Weerstand	0-141 kg
sku	1601725
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk