

## 1622211 - Smeerspray "Silikon-spray" - smering voor instrumentarium 500 ml - 12 st



### Beschrijving

Spray voor het smeren van instrumenten en tegen het wegglijden van rubberen, latex of plastic instrumenten op het slijmvlies. Wordt gebruikt om korstvorming te voorkomen en de huid te beschermen. Voor het smeren van chirurgische materialen tegen roest, kan gebruikt worden op instrumenten alvorens te steriliseren (droog of nat).

### Specificaties

<b>Merk</b>	Comed
<b>sku</b>	1622211
<b>Inhoud</b>	500 ml
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Karton