


1573832 - Renol lange pin voor magneetslot - 50 st



Beschrijving

Perfect geschikt voor de geriatrische omgeving. Snel en gemakkelijk te gebruiken. Maakt het mogelijk om tot 3 banden boven elkaar vast te maken.

Specificaties

| | |
|---------------------------------|--|
| Merk | Renol |
| SKU leverancier | RFK50201 |
| Noodzakelijke opties | Niet van toepassing |
| Normeringen | EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008 |
| sku | 1573832 |
| Breedte riemen | Niet van toepassing |
| Breedte tailleband | Niet van toepassing |
| Fixatie categorie | Toebehoren voor riemen |
| Gebruik fixatiemateriaal | Niet van toepassing |
| Maat bevestigingsriem | Niet van toepassing |
| Sluiting | Sloten |
| Soort bevestiging | Niet van toepassing |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse I |
| Type verpakking | Stuk |