

1601720 - Keiser Air300 Hip Abductor



Beschrijving

De Air300 Hip Abductor, abductie op snelheid is essentieel bij menselijke prestaties, of het nu gaat om het breken van wereldrecords of het verbeteren van je stabiliteit en mobiliteit als je ouder wordt. Je onderlichaam is je actieve steunbasis en moet snel in alle richtingen bewegen. Met de Keiser Hip Abductor, Adductor en Standing Hip kun je deze belangrijke spieren veiliger trainen op elke snelheid.

- Verhoogd weerstand bereik voor meer intensieve functionele trainingen
- Grote display dat de weerstand, sets en herhalingen weergeeft
- Met de duimknoppen verander je de weerstand zonder van positie te veranderen - zelfs tijdens de training
- Snel, gemakkelijk en nauwkeurig excentrisch belasten
- Veelzijdig: 5 verschillende methoden om te trainen

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	H 124.5 cm
SKU leverancier	002331BP
Weerstand	0-178 kg
sku	1601720
Kleur	Rood
Type verpakking	Stuk