

1021516 - Nierbekken in RVS - 25 cm - 1 st



Beschrijving

Multifunctionele nierbekken in roestvrij staal met een breed gebruiksspectrum in dokterspraktijken, ziekenhuizen en woonzorgcentra voor het verzamelen van lichaamsvloeistoffen om instrumenten in te laten vallen volgens hun gebruik alvorens ze worden schoongemaakt.

Specificaties

Samenstelling	Roestvrij staal
sku	1021516
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk