

1601708 - Keiser Air250 Upper Back



Beschrijving

De Air250 Upper Back van Keiser biedt een effectieve en efficiënte oefening voor de bovenrug. Doordat de machine met twee grips per kant is uitgevoerd, kan de sporter variëteit aanbrengen in zijn zittende roei-oefening. Het instelbare borstkussen zorgt voor een stabiele en juiste houding gedurende de oefening.

- Nauwelijks schokken voor spieren en gewrichten
- Keiser dynamic variable resistance
- Bilaterale beweging voor symmetrische training
- Grote display met weerstand en herhalingen

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	H 198.1 cm
SKU leverancier	002021BP
Weerstand	0-118 kg
sku	1601708
Kleur	Rood
Type verpakking	Stuk