

1576657 - Sloop badstof voor Relax baby XL kussen - canton - 1 st



Beschrijving

Fico sloop relax XL voor babykussen, om een lange levensduur van het kussen te garanderen raden we aan om het kussen te voorzien van een sloop voor een optimale hygiëne. Lichte kleurverschillen zijn mogelijk, de hoes in badstof is wasbaar op 85°C, de slopen zijn wasbaar op 60°C.

Specificaties

Merk	Fico
sku	1576657
Kleur sloop	Canton
Materiaal	Badstof
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	60 °C
Type verpakking	Stuk