

1016584 - Seca 220 meetlat - voor Seca 707/708/710/713/780/799 - 60 tot 200 cm - 1 st



Beschrijving

De meetwaarden zijn eenvoudig af te lezen dankzij de beschrifting aan de zijkant van de stang en kleurgecodeerde markeringen.

De stang is vervaardigd van aluminium en is daarmee bijzonder duurzaam.

Slijtvaste schaal vervaardigd met hoogwaardig zeefdrukprocedé.

Deze telescopische meetlat past op talloze zuilweegschalen van seca. Hij is ook handig op ooghoogte afleesbaar, zelfs voor grotere patiënten.

Specificaties

Merk	Seca
Telescopisch	Ja
Demonteerbaar	Ja
Connecteerbaar met weegschaal	Ja
sku	1016584
Gradatie meetlat	1 mm
Meetbereik	60 - 220 cm
Type meetlat	Telescopische meetlat
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk