

1601714 - Keiser Air300 Leg Extension



Beschrijving

De Air300 Leg Extension Pro met zijn unieke unilaterale bewegingsmogelijkheid is ideaal voor revalidatie en sportspecifieke toepassingen. De quadriceps is een van de krachtigste spiergroepen in het lichaam en produceert bij zeer hoge snelheden zeer hoge krachten. Door de mogelijkheid om elk been apart van elkaar op snelheid te trainen, worden de trainingsresultaten gemaximaliseerd terwijl de gewrichten en bindweefsel worden beschermd door de werking op pneumatische weerstand.

- Unilaterale beweging - elk ledemaat kan symmetrisch getraind worden
- Verhoogd bereik van weerstand voor intensieve functionele trainingen
- Keiser dynamic variable resistance
- bilaterale beweging voor symmetrische trainingen
- Grote display met weerstand en herhalingen

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	H 114.3 cm
SKU leverancier	001133BP
Weerstand	0-107 kg
sku	1601714
Kleur	Rood
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk