

1013101 - Oorspuit schimmelbusch - 125 ml incl. 2 canules



Beschrijving

Volledig metalen spuit van 125 ml met 2 canules. De spuit bevat een handvat met 3 ringen, kan volledig gedemonteerd worden en is gemakkelijk schoon te maken. Autoclaveerbaar bij 134°C. De zuigerstand beschikt over een schaalverderling met o-ring in mm en oz.

Opgelet: U dient bij dit product de Schild voor schimmelbusch nog apart bij te bestellen (art. 1002563)

Specificaties

Samenstelling	Metaal
sku	1013101
Kleur	Grijs
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk