

1023237 - Elastisch buisvormig steunverband - maat j - 17,5 cm x 10 m - 1 st



Beschrijving

Het steunverband van **Bastos Viegas** is eenvoudig toe te passen op verschillende lichaamsdelen. De samenstelling van katoen, polyamide en polyurethaan zorgt voor een aangenaam draagcomfort. Het elastische steunverband is naadloos en is geschikt voor de compressie bij revalidatie, ondersteuning bij sporten, verstuikingen en oedeem.

Specificaties

Merk	Bastos Viegas
Samenstelling	Katoen, polyamide, polyurethaan
sku	1023237
Kleur	Wit
Maat	17,5 cm x 10 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk