

## 1560067 - Pennine Levins tube ch18 - 125 cm X-ray line - open end - 40 st



### Beschrijving

De **Pennine Levin-sonde** is een hoogwaardige nasogastrische sonde, ontworpen voor **gastro-intestinale voeding, aspiratie van maag- en darmsappen en intestinale decompressie**. Deze flexibele, gebruiksvriendelijke sonde wordt via de neus ingebracht in het bovenste deel van het spijsverteringskanaal.

Voorzien van een **röntgenzichtbare marker**, een **duidelijke schaalverdeling**, een **open tip**, **vier laterale zijopeningen** en een **kleurgecodeerde trechterconnector** voor eenvoudige identificatie en veilige aansluiting op toedieningssysteem. Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen en andere medische instellingen.

### Specificaties

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Merk               | Pennine  |
| Product afmetingen | L 125 cm |
| sku                | 1560067  |
| Kleur              | Rood     |
| Type verpakking    | Doos     |