

## 1102127 - Tabouret 923 - aluminium onderstel - 5 wielen - 47-66 cm - 1 st



### Beschrijving

De medische krukken van **Promotal**, die bij iedereen in de smaak vallen, zijn het summum van kwaliteit. Comfort, veiligheid, hygiëne, alle belangrijke aspecten van uw beroep zijn in aanmerking genomen bij het ontwerp van de kruk. Verkrijgbaar in 18 kleuren, hij zal opgaan in uw praktijk. Promotal krukken zijn verkrijgbaar in verschillende maten\*, passend bij uw specialiteit. Talrijke opties laten u toe het algemene ontwerp van de kruk aan te passen aan uw gemak: vorm en materiaal van de bekleding, toevoeging van rugleuning, wielremmen ...

## Specificaties

<b>Merk</b>	Promotal
<b>Wielen</b>	Ja
<b>Voetring</b>	Nee
<b>Rugsteun</b>	Nee
<b>Aantal wielen</b>	5
<b>sku</b>	1102127
<b>Kleur onderstel</b>	Aluminium kleur
<b>Materiaal onderstel</b>	Gepolijst aluminium
<b>Type zitting</b>	Vierkante zitting
<b>Verstelbare hoogte met gasveer</b>	47 - 66 cm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk