

1543526 - MG 147 Shiatsu massagekussen zwart - 1 st



Beschrijving

Ontspannend en rustgevend massagekussen is veelzijdig en de bediening is eenvoudig dankzij de handmatige bedieningsschakelaar. Geschikt voor nek, schouders, rug en benen met een licht -en warmte functie. Wordt bevestigd met klittenband, de hoes is vervaardigd uit ademend mesh gaas en mag in het wasmachine op een zachte temperatuur.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 27 cm, H 12 cm, L 40 cm
SKU leverancier	64335
Warmtefunctie	Ja
Aantal massagekoppen	4
Vermogen	12 W
sku	1543526
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk