

1553492 - Handgrepen type ergo - plastic gecoat voor MOTomed Loop



Beschrijving

Plastic gecoate ergonomische handvaten voor MOTomed loop.

Voordelen

- Aanbevolen voor gebruik in onder andere ziekenhuizen en rusthuizen
- De gebruiker kan het handvat op 3 plaatsen vasthouden
- Biedt een optimale en individuele positie van de handen, zonder bijkomende montage

Specificaties

Merk	MOTomed
sku	1553492
Type verpakking	Paar