

## 1622526 - Beademingsballon volwassenen - PVC - eenmalig gebruik - 1600ml - set masker 4/ 5 + O<sub>2</sub> beademingsballon 2500 ml



### Beschrijving

#### Dahlhausen reanimatieballon voor eenmalig gebruik – compleet met masker en overdrukventiel

De Dahlhausen reanimatieballon (bag valve mask) voor volwassenen is speciaal ontworpen voor eenmalig gebruik en biedt veilige, gecontroleerde beademing dankzij het ingebouwde overdrukventiel. Deze hoogwaardige set wordt compleet geleverd in een praktische en herbruikbare ritstas – ideaal voor noodgevallen, EHBO-koffers en professionele medische toepassingen.

#### Inhoud van de set (volwassenen):

- 1 masker maat 4
- 1 masker maat 5
- 1 zuurstofreservoir
- 1 zuurstofslang van 200 cm
- 1 manuele reanimator (handmatige beademingsballon)

## Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Dahlhausen                   |
| <b>Normeringen</b>          | EN ISO 13485:2016            |
| <b>sku</b>                  | 1622526                      |
| <b>Doelgroep ss</b>         | adults                       |
| <b>Pvc</b>                  | Ja                           |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                         |