

1558987 - Novo Cup voor bedlegerigen met deksel - transparant - 250 ml - 1 st



Beschrijving

Speciale beker voor bedlegerigen. Het tuitje is zodanig geconstrueerd dat het in lig niet lekt (No-Spill). Geschikt voor warme en koude dranken.

De aandacht voor voldoende vochtinname, slikmoeilijkheden en zelfstandigheid wordt steeds groter. Er is een grote keuze in functionele en eigentijdse bekertjes die aan deze behoeften tegemoetkomen.

De beker is steriliseerbaar, geschikt voor de microgolfoven en vaatwasmachinebestendig.

Hou er echter rekening mee dat elke harde plastic beker bij frequent gebruik in een industriële vaatwasser minuscule schade (microscheurtjes of verkleuring) krijgt en dus niet eeuwig meegaat; zorg er ook steeds voor dat deze bekertjes tijdens de afkoelfase niet in elkaar gestapeld worden vooraleer ze volledig afgekoeld zijn.

Specificaties

Samenstelling	Harde plastic
sku	1558987
Deksel	Ja
Handvat	Nee
Isolerende beker	Nee
Schaalaanduiding	Nee
Inhoud	250 ml
Kleur	Transparant
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk