

## 1016971 - Bistouriheft nr 3 - voor mesjes nrs < 20 - 1 st



### Beschrijving

Deze bistourihouder van **Swann Morton** omvat ergonomisch ontworpen roestvrijstalen met gladde taps toelopende achthoekig lichaam dat precieze vingertopbediening biedt.

Deze houder bevat een maatverdeling op de achterzijde als hulp bij opleiding, markering van de juiste operatieplaats en onderzoek naar traumaletsel.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Swann Morton
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	Roestvrij staal
<b>sku</b>	1016971
<b>Normeringen</b>	ISO 13485:2016
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk