

1508158 - WelchAllyn onderzoekslamp gs iv - led - muurbevestiging - flexibele arm - 1 st



Beschrijving

Onderzoekslamp dat een zeer homogeen wit licht afgeeft en zeer geschikt is voor het gebruik bij gyneacologisch onderzoek,. De lamp kan worden gemonteerd op een onderzoekstafel, aan de muur of op een statief in de hoogte verstelbaar. Heeft een zeer laag energieverbruik met een Lux intensiteit 20.000 op een afstand van 40 cm. De focus kan worden afgesteld tussen 10-25 cm.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
Focusregeling	Ja
Aantal LED's	1
Lichtintensiteit	20000 lux
Lichtveldgrootte	16 tot 40 cm
Touchless bediening	Ja
Lengte van de arm	120 cm
sku	1508158
Categorie onderzoekslampen	Onderzoekslamp
Model onderzoekslamp	Wandmodel
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk