

## 1508158 - WelchAllyn onderzoekslamp gs iv - led - muurbevestiging - flexibele arm - 1 st



### Beschrijving

Onderzoekslamp dat een zeer homogeen wit licht afgeeft en zeer geschikt is voor het gebruik bij gyneacologisch onderzoek,. De lamp kan worden gemonteerd op een onderzoekstafel, aan de muur of op een statief in de hoogte verstelbaar. Heeft een zeer laag energieverbruik met een Lux intensiteit 20.000 op een afstand van 40 cm. De focus kan worden afgesteld tussen 10-25 cm.

## Specificaties

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Merk</b>                       | WelchAllyn                 |
| <b>Focusregeling</b>              | Ja                         |
| <b>Aantal LED's</b>               | 1                          |
| <b>Lichtintensiteit</b>           | 20000 lux                  |
| <b>Lichtveldgrootte</b>           | 16 tot 40 cm               |
| <b>Touchless bediening</b>        | Ja                         |
| <b>Lengte van de arm</b>          | 120 cm                     |
| <b>sku</b>                        | 1508158                    |
| <b>Categorie onderzoekslampen</b> | Onderzoekslamp             |
| <b>Model onderzoekslamp</b>       | Wandmodel                  |
| <b>Europese Regelgeving</b>       | MDD - 93/42/EEC - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>            | Stuk                       |