

1501894 - Traditionele bedpansteun - wit - 1 st



Beschrijving

Geschikt voor gebruik met de Vernacare bedpan (101AA100). De plastic bedpan biedt extra stevigheid bij het toiletteren van bedlegerige patiënten. De bedpan kan bewaard worden in een droge ruimte, op kamertemperatuur.

Specificaties

Merk	Vernacare
Product afmetingen	B 38 cm, H 10 cm, L 31 cm
Samenstelling	Polypropyleen
Deksel	Nee
Normeringen	ISO 9011:2015; 14001:2015
sku	1501894
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk