

1611055 - Molift® Assist sling met glijstuk voor Transfer Pro - S/M



Beschrijving

Etac's Veiligheidsband met schuifhoes, om de gebruiker te helpen bij het opstaan.

Middels de sling kan de cliënt ondersteund worden tijdens het opstaan. Het glijstuk voorkomt opstropen van de kleding. De veiligheidsband kan gewassen worden in de wasmachine tot 80* en mag ook in de droogtrommel tot 80°.

Specificaties

Merk	Molift
Compatibel met	Molift Transfer Pro
sku	1611055
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk