

1561482 - Cellona® Xtra klassieke gipswindels - 15 cm x 2,75 m - 1 x 36 st



Beschrijving

Stabiliteit en comfort bij het aanleggen gecombineerd: dompelklare Cellona® Xtra-gipszwachtels zijn fijncrèmig en soepel bij het in model brengen. Ze worden gebruikt voor immobilisatie bij fracturen. Bovendien worden ze gebruikt na operaties en orthopedische correcties voor het behandelen van gewrichts- en botaandoeningen, en ondersteunen ze zodoende het genezingsproces. De Cellona Xtra-gipszwachtels maken een tijdbesparende toepassing en een eenvoudige aanpassing aan het betreffende lichaamsdeel mogelijk. Ze hebben een naar verhouding korte dompelduur en maken een snelle gehele bevochtiging mogelijk. Bovendien is het verband als het aangelegd is, snel belastbaar en na 30 minuten gereed voor vervoer. Het verband is na ongeveer 24 uur volledig uitgehard.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	17-draads katoenen gaasverband, gipsmassa van α - en β -calciumsulfaathalfhydraat
sku	1561482
Kleur	Wit
Maat	15 cm x 2,75 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos