

**1543935 - Renol comfort kussen - h 9 cm x b 50 cm x l 38 cm - 1 st**



## Beschrijving

Het COMFORT-kussen heeft een lichte helling en kan gebruikt worden met de bovenlichaamsverhoging en dus ook in halfzittende positie. Onder de dijen vermijdt het zo dat de patiënt naar het voeteneinde glijdt. Tegelijkertijd maakt dit kussen het mogelijk de buik te stabiliseren tegen de bovenlichaamsverhoging, de steunpunten beter te verdelen en de door het bovenlichaam uitgeoefend druk te verminderen. In uitgestrekte rugpositie wordt het COMFORT-kussen onder de knieën geplaatst. Omdat het de dijen op die manier licht verhoogt, verlicht het de druk op de benen. Oppervlakkige reiniging.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Renol
<b>Product afmetingen</b>	B 50 cm, H 9 cm, L 38 cm
<b>SKU leverancier</b>	RCM14000
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Samenstelling</b>	PU
<b>sku</b>	1543935
<b>Kleur sloop</b>	Blauw
<b>Materiaal</b>	PU
<b>Merk positioneringsmateriaal</b>	Renol
<b>Wasbaar</b>	nvt
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk