

1001891 - VICRYL® hechtdraad 2/0 - 24 mm - 75 cm - JV443 - 1 st



Beschrijving

Gecoate VICRYL® hechtdraad is een synthetische oplosbare, steriele chirurgische hechtdraad, samengesteld uit een copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide.

Voordelen

- Multifilament
- Synthetisch

Specificaties

Merk	Ethicon
SKU leverancier	ETHIJV443
Samenstelling	Hechtdraad: copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide
sku	1001891
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Ja
Lengte draad	75 cm
Soortgelijke producten	Ja
Dikte draad	2/0
Naald lengte	24 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
Type verpakking	Stuk