

1577035 - Terumo spuiten - 3-delig - luer slip - concentrisch - 3 ml - 1 x 100 st



Beschrijving

Terumo 3-delige spuiten zonder naald maakt een nauwkeurige toediening van medicijnen mogelijk dankzij de nauwkeurige schaalverdelingen. De transparante spuit zorgt ervoor dat luchtbelletjes meteen zichtbaar zijn.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SS*MDSS03SE
Samenstelling	• Cilinder: polypropyleen • Plunjer polypropyleen • Stamper: thermoplastisch elastomeer (SS-codes), polyisopreenrubber (MDSS-codes) • Glijmiddel: siliconenolie
Latex vrij	Ja
Steriel	Ja
sku	1577035
Inhoud	3 ml
Plaats van de tip	Concentrisch
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide Radiatie
Tip	Luer slip
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos