

## 1543425 - Digitale bloeddrukmeter BM58 - touchscreen display - bovenarm - 1 st



### Beschrijving

BM58 digitale bloeddrukmeter in een elegant en modern design meet eenvoudig en nauwkeurig de bloeddruk en stuurt de gegevens eenvoudig naar de pc aan de hand van de Beurer HealthManager Pro app.

#### Voordelen

- Volautomatische bloeddruk -en polsmeting op bovenarm
- Geeft gemiddelden weer van alle opgeslagen meetwaarden
- Gemiddelden van alle ochtend -en avondbloeddruk van afgelopen 7 dagen
- 2 x 60 geheugenplaatsen
- Weergave datum en tijd/automatische uitschakeling
- Inclusief 4 x 1.5 V batterijen

## Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>CNK-code</b>	CNK 3056-280
<b>Bebat tax</b>	0.05 EUR
<b>sku</b>	1543425
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Digitale bloeddrukmeters
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk