

1610073 - VICRYL® Plus hechtdraad 5/0 - 13 mm - 45 cm - VCP493H - 36 st



Beschrijving

Gecoate VICRYL® Plus hechtdraad is een steriele chirurgische hechtdraad. Resorbeerbaar door hydrolyse, knoopvriendelijk en uitstekend hanteerbaar. Behandeld voor snelle resorptie, hechtingen hoeven niet te worden verwijderd. Vervaardigd uit een copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide.

- Multifilament
- Synthetisch
- Resorptietijd: 56-70 dagen

Specificaties

Samenstelling

Hechtdraad: copolymeer: 90% glycolide,10% L-lactide

Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Ja
sku	1610073
Draaddikte	5/0
Naald lengte	13 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
Type verpakking	Doos