

## 1610073 - VICRYL® Plus hechtdraad 5/0 - 13 mm - 45 cm - VCP493H - 36 st



### Beschrijving

Gecoate VICRYL® Plus hechtdraad is een steriele chirurgische hechtdraad. Resorbeerbaar door hydrolyse, knoopvriendelijk en uitstekend hanteerbaar. Behandeld voor snelle resorptie, hechtingen hoeven niet te worden verwijderd. Vervaardigd uit een copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide.

- Multifilament
- Synthetisch
- Resorptietijd: 56-70 dagen

## Specificaties

### Samenstelling

Hechtdraad: copolymeer: 90% glycolide,10% L-lactide

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Steriel</b>              | Ja                           |
| <b>Resorbeerbaar</b>        | Ja                           |
| <b>sku</b>                  | 1610073                      |
| <b>Draaddikte</b>           | 5/0                          |
| <b>Naald lengte</b>         | 13 mm                        |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse III |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos                         |