

1624697 - Vacutainer® - Safety-Lok - Luer - set voor bloedafname zonder voorgemonteerde houder - 23G x 19 mm - 1 x 50 st



Beschrijving

De BD™ Vacutainer™ Push Button Blood Collection Set biedt onmiddellijke bescherming met één druk op de knop.

Dankzij het gesloten, steriele systeem en de automatische naaldretractie in de ader wordt het risico op prikaccidenten drastisch verminderd.

Het gebruik is intuïtief en vraagt nauwelijks training, waardoor deze set ideaal is voor veilige en efficiënte veneuze bloedafname, zelfs in veeleisende zorgomgevingen.

Een betrouwbare keuze die veiligheid, comfort en gebruiksgemak combineert.

Specificaties

Merk	BD
sku	1624697
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Catheter type	Met vleugels
Afmeting	23G x 19 mm
Afmeting in mm	0,6 x 19 mm
Kleur	Lichtblauw
Type verpakking	Doos