

1577178 - Bubblepad matras - kleine compressor - 200 x 88 x 7 cm - motor - 1 st



Beschrijving

Deze wisseldrukmatras is voorzien van een drukpomp en is geschikt voor langdurig gebruik ter preventie van doorligwonden niveau I. De matras is bedoeld om de druk op de weefsels te verminderen en de bloedcirculatie te verbeteren. Bovendien is de matras zeer geschikt om thuis te gebruiken en te installeren, de pomp past zich aan aan de noden van de patiënt op basis van het gewicht van de patiënt. De matras is voorzien van haken voor de bevestiging aan het beddeinde. Geschikt voor patiënten met een gewicht tot maximum 110 kg.

Specificaties

Samenstelling	PVC
Normeringen	ISO 13485:2016
sku	1577178
Kleur	Beige
Max. gewicht volwassene	110 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk