

1547005 - Linido rugsteun verstelbaar - zwart - 1 st



Beschrijving

De rugleuning is voorzien van een comfortabel PUR-kussen. Het kussen is op een scharnier bevestigd, waardoor de rugleuning de bewegingen van de gebruiker kan volgen. De buis aan de bovenzijde is een handvat dat gebruikt kan worden om de rugleuning te verstellen. De rugleuning is in diepte verstelbaar, zodat de juiste afstand gekozen kan worden, afhankelijk van waar de toiletpot geplaatst is. De breedte en hoogte van de rugleuning passen bij een volwassene persoon, maar de rugleuning is ook geschikt voor kleinere gebruikers.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2701.2004-02
sku	1547005
Type verpakking	Stuk