

1540930 - Flovac container 1 liter voor Askir - 1 x 10 st



Beschrijving

1l Flovac pot, herbruikbaar voor Aspiret en Askir zuigsystemen. Steriliseerbare en herbruikbare container van hard polycarbonaat. Geschikt voor FLOVAC® wegwerpzakjes. Capaciteit van 1000ml.

Specificaties

Merk	Cami
sku	1540930
Steriel	Nee
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Doos