

## 1559088 - 3M™ Littmann® Classic III stethoscoop - turquoise - gerookt - roze - 1 st



### Beschrijving

De **3M™** Littmann® Classic III stethoscoop is de meest recente versie van de stethoscoop die miljoenen medische professionals helpt optimaal te presteren. De Classic III is een stethoscoop met een hoge akoestische gevoeligheid bij het uitvoeren van lichamelijk onderzoek. Voorzien van een dubbelzijdig, instelbaar membraan, die makkelijk is te om te bouwen naar een kelk, een nieuwe en verbeterde slang en nog veel meer. Kortom, de 3M™ Littmann® Classic III verbindt het nieuwe met het traditionele. Geschikt voor niet-kritieke zorgomgevingen zoals medische diensten, verpleegafdelingen, gynaecologen, poliklinieken en huisartsenpraktijken.

## Specificaties

|                               |                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merk</b>                   | Solventum                                                                                              |
| <b>Gewicht product</b>        | 0.15 kg                                                                                                |
| <b>Digitaal</b>               | Nee                                                                                                    |
| <b>Verstelbaar membraan</b>   | Ja                                                                                                     |
| <b>Lengte slang</b>           | 69 cm                                                                                                  |
| <b>Samenstelling</b>          | Membraam: epoxy en glasvezel, oorbeugel: geanodiseerd aluminium, borststuk: roestvrij staal, latexvrij |
|                               | Nee                                                                                                    |
| <b>sku</b>                    | 1559088                                                                                                |
| <b>Kleur steel</b>            | Roze                                                                                                   |
| <b>Akoestische prestaties</b> | 7-8                                                                                                    |
| <b>Binaurale constructie</b>  | Enkelvoudige slang                                                                                     |
| <b>Kleur</b>                  | Turquoise                                                                                              |
| <b>Materiaal membraan</b>     | Epoxy glasvezel                                                                                        |
| <b>Technologie borststuk</b>  | Dubbelzijdig                                                                                           |
| <b>Toepassing</b>             | Lichamelijk onderzoek                                                                                  |
| <b>Type stethoscoop</b>       | Classic III                                                                                            |
| <b>Europese Regelgeving</b>   | MDR - 2017/745/EU - Klasse I                                                                           |
| <b>Type verpakking</b>        | Stuk                                                                                                   |