

**1603840 - BD™ Microlance™ - hypodermische naald - 23G x 1 1/2"
- blauw - 100 st**



Beschrijving

BD™ Microlance™ naalden kunnen soepel in de huid worden gebracht door de dunne wand van de naald. Ze kunnen worden aangesloten op een luer slip connector of een luer lock. De naalden zijn vrij van latex en steriel verpakt.

Specificaties

Merk	BD
SKU leverancier	303273
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Normeringen	EN ISO 13485
sku	1603840
Afmeting	23G x 1 1/2"
Afmeting in mm	0,8 x 40 mm
Kleur	Blauw
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos