

1572222 - Linido doucheraam - met verstelbare rugsteun, opvangbak en afvoerslang - 1500 mm - wit - 1 st



Beschrijving

Voor sommige personen is het prettiger om in een liggende positie gewassen en verzorgd te worden. De verzorging wordt in deze houding op een andere wijze uitgevoerd dan in zittende houding. Dit doucheraam van **Linido** maakt het voor de persoon die verzorgd wordt gemakkelijker om bij te dragen. Bovendien is de werkhouding van de verzorger vanuit ergonomisch oogpunt gunstiger.

Het model met rugsteun en opvangbak voorkomt dat de verzorger erg nat wordt. Na de verzorging kan het water worden afgevoerd met een afvoerslang. Dit model is ook prettiger wanneer het hoofd en bovenlichaam wat hoger liggen, bijvoorbeeld tijdens het haren wassen. De rugsteun wordt bediend door een gasveer die zich standaard aan de linkerzijde bevindt. Het verstelbereik is 5 – 80°.

Het doucheraam wordt met twee ronde flenzen op de muur bevestigd. Deze zijn voorzien van scharnieren waardoor het doucheraam opklapbaar is. Wanneer het doucheraam opgeklapt is, kan het veilig vastgezet worden met de bijgeleverde vastzetpaal. De modellen zonder opvangbak kunnen ook neergeklapt worden.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2408.1501-02
sku	1572222
Categorie doucheramen	Doucheramen
Categorie toilet of douche	Doucheraam
Kleur doucheraam	Wit
Lengte doucheraam	1500 mm
Materiaal doucheraam	Staal gecoat/Ligvlak in HT-bekleding (soort nylon)
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk