

1531891 - Seca 704 digitale kolomweegschaal met BMI functie - klasse III - 300 kg - 1 st



Beschrijving

Van kleine kinderen tot zwaarlijvige patiënten – de seca 704 weegt ze allemaal. En vooral als het er op aan komt om de BMI en lengte te achterhalen. Dan zijn er twee opties: een mechanische meetlat integreren of gegevens draadloos ontvangen van een afzonderlijke digitale stadio-meter. Andere voordelen omvatten de hoge weegbereik tot 300 kg voor zwaarlijvige patiënten, het grote en vlakke platform en tijdsbesparende functies zoals Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD en moeder/kind-functie. Alles klaar voor de toekomst en integratie in EMR.

- EMR-compatibele kolomweegschaal met weegbereik tot 300 kilogram

Specificaties

Merk	Seca
Product afmetingen	B 36 cm, H 93 cm, L 52 cm
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Ja
Max. gewicht	300 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Ja
Bebat tax	0.05 EUR
Automatisch step-on functie	Nee
Automatische switch-off functie	Nee
sku	1531891
Gradatie weegschaal	50 g < 150 kg > 100 g
Klasse weegschalen	Klasse III
Type weegschaal	Digitale statiefweegschalen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk