

1541294 - HEINE wandstation en 200 met 2 handvatten - 3,5v - 1 st



Beschrijving

Het Heine EN200 wandstation is een diagnosecentrum, geleverd met twee gebruiksklare handgrepen. Handmatig opladen is niet nodig. Het apparaat schakelt automatisch aan of uit wanneer de handgreep wordt opgenomen of teruggeplaatst. Het wandstation kan worden uitgerust met otoscopen, oftalmoscopen en sfigmomanometers.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINX-095.12.250
sku	1541294
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk