


1511165 - Seca 233 meetlat voor babyweegschaal Seca 376 - 1 st



Beschrijving

De meetlat seca 233 met geïntegreerd hoofd- en voetaanslag verandert de seca 376 in een compleet meet- en weegsysteem. Slechts één tijdsbesparende stap voor het meten en wegen is mogelijk dankzij de eenvoudige montage en moeiteloze aflezing van resultaten.

- De meetwaarden zijn eenvoudig af te lezen met verbeterde kleurmarkeringen
- Inclusief hoofd- en voetpositiehulp
- Duurzame meetstang van aluminium
- Krasbestendige lengtestang vervaardigd door middel van een hoogwaardig zeefdrukprocedé

Specificaties

Merk	Seca
Telescopisch	Nee
Demonteerbaar	Ja
Connecteerbaar met weegschaal	Ja
sku	1511165
Gradatie meetlat	1 mm
Meetbereik	35 - 80 cm
Type meetlat	Baby meetlat
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk