

1543937 - Renol armkussen - h 15 cm x b 20 cm x l 35 cm - 1 st



Beschrijving

Deze Arm Support verzekert een stabiele positionering van de arm tijdens de verzorging of het slapen. De micro-korrels van polystyreen bieden stevige, maar zachte ondersteuning. Zij voorkomen verstramming en irritaties ten gevolge van de immobiliteit.

Specificaties

Merk	Renol
Product afmetingen	B 20 cm, H 15 cm, L 35 cm
SKU leverancier	RCM16000
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Samenstelling	PU
sku	1543937
Kleur sloop	Blauw
Materiaal	PU
Merk positioneringsmateriaal	Renol
Wasbaar	nvt
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk