

1543394 - Set elektroden 50x100 mm EM 41-80 - 4 st



Beschrijving

Dit is een 4-delige elektrodenset, bedoeld voor een digitaal elektronisch apparaat voor spierstimulatie. De elektroden zijn 50 x 100 mm, zelfklevend en herbruikbaar. Kan worden gebruikt met versies van **Beurer** EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80.

Specificaties

Merk	Beurer
sku	1543394
EKG categorie	ECG elektroden & toebehoren
Kleur	Grijs
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk